

X線透過装置での視認性を高めた鏡視下手術用ガーゼ 「GG アブソーテック®プラス」発売のお知らせ

川本産業株式会社(本社:大阪府中央区、代表取締役社長執行役員:川本 武)は、鏡視下手術用ガーゼ「GG アブソーテック®プラス」を 12 月上旬に発売いたしましたのでお知らせいたします。

「GG アブソーテック®」は、緑色に着色することで鏡視下手術時のハレーション(※)を低減するとともに臓器との判別可能性を高めた吸液用・圧排用ガーゼとしてご好評いただいております。このたび、手術時の体内遺残防止のために従来品よりもX線透過装置での視認性を高めた「GG アブソーテック®プラス」としてリニューアル発売いたしました。

● ハレーションを低減

緑色に着色しているため、ハレーションが起きにくく、クリアな視界で手術が可能です。

● 優れた操作性

トロカールからの挿入・抜去や体腔内での操作が容易な三角形です。
また、厚みがあるので臓器を愛護的に圧排できます。

● 吸液時に臓器との判別が容易

緑色に着色しているため、血液を吸液しても臓器との判別が容易です。

● 内径12mm以上のトロカールから挿入・抜去が可能


● X線透過装置で撮影時、判別が容易

従来品よりも視認性が向上しました。

● X線撮影画像



X線で写りにくい部分でも鮮明に写り、
視認性が向上しました。



発売時期:2017年12月上旬

包装数量:S2枚入/S5枚入/M2枚入/M5枚入

定 価:2枚入 10,000円/5枚入 24,000円

材 質:本体(綿100%)、X線造影系(ポリプロピレン、
ポリエステル、硫酸バリウム、青色顔料)

クラス分類:一般医療機器

届出番号:27B1X00006553624

販売名:GGアブソーテック



(※)ハレーション・・・写真の像で、特に強い光の当たった部分の周りが白くぼやける現象。

ガーゼのような白色被写体が入ると光量の調整により周囲が突然暗くなり、術野が見えにくくなります。

本件に関するお問い合わせ先

川本産業株式会社 経営企画室

TEL:06-6943-8951 FAX:06-6943-7951 E-MAIL:koho@kawamoto-sangyo.co.jp

URL:https://www.kawamoto-sangyo.co.jp