

コットンボール

一般医療機器

届出番号:27B1X0006521205
販売名:シャーレ入綿球 プラス

シャーレ入綿球 プラス

EOG
STERILE



薬液を入れてすぐに使える使い捨てタイプの
滅菌済み容器入り綿球のため

感染対策、業務効率化・省力化に有用です。

● 薬液のムダを削減



綿球が収まりやすいくぼみが付いているので、注いだ薬液を綿球が効率良く吸収し、**薬液の入れすぎ**を防止します。

● 薬液を絞りやすい



容器の内側に角度の緩い傾斜と溝があるので、綿球の余分な薬液を絞る際に、**綿球を押し付けやすい**です。

● 持ちやすい



持ちやすい形状のため、**しっかりと握りやすい**です。

● 物流情報

コードNo.	品名	種類	規格	標準価格 (税別)	包装	ケース 入数	高さ×幅×奥行き(単位mm) 重量	JANコード
								ITFコード
023-045105-00	シャーレ入綿球 プラス	#10	5球	1,800円	24個/箱	6箱	個装 173×160×265 約230g	4 987601 522260
							ケース 360×280×500 約2.1kg	
023-045143-00	シャーレ入綿球 プラス	#14	3球	1,800円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約200g	4 987601 522277
							ケース 360×220×500 約1.9kg	
023-045145-00	シャーレ入綿球 プラス	#14	5球	1,900円	24個/箱	6箱	個装 173×160×265 約250g	4 987601 522284
							ケース 360×280×500 約2.2kg	
023-045202-00	シャーレ入綿球 プラス	#20	2球	1,800円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約230g	4 987601 522291
							ケース 360×220×500 約1.9kg	
023-045203-00	シャーレ入綿球 プラス	#20	3球	1,900円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約250g	4 987601 522307
							ケース 360×220×500 約2.0kg	
023-045205-00	シャーレ入綿球 プラス	#20	5球	2,000円	24個/箱	6箱	個装 173×160×265 約300g	4 987601 522314
							ケース 360×280×500 約2.3kg	
023-045253-00	シャーレ入綿球 プラス	#25	3球	2,300円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約250g	4 987601 522321
							ケース 360×220×500 約2.1kg	
023-045255-00	シャーレ入綿球 プラス	#25	5球	3,000円	24個/箱	6箱	個装 173×160×265 約310g	4 987601 522338
							ケース 360×280×500 約2.5kg	
023-045302-00	シャーレ入綿球 プラス	#30	2球	2,300円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約270g	4 987601 522345
							ケース 360×220×500 約2.2kg	
023-045303-00	シャーレ入綿球 プラス	#30	3球	2,800円	24個/箱	6箱	個装 173×160×207 約310g	4 987601 522352
							ケース 360×220×500 約2.4kg	

● 併用物品のご紹介



シャーレ入綿球プラスと一緒にご使用いただける滅菌ピンセットもご用意しています。

※詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

コードNo	種類	規格	包装	ケース 入数
025-121430-00	S	長さ 11cm	1本/袋 × 30袋/箱	20箱
025-121440-00	M	長さ 18cm	1本/袋 × 100袋/箱	4箱
025-121450-00	L	長さ 23cm	1本/袋 × 100袋/箱	2箱

一般医療機器 届出番号：27B1X00006600201

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎ 06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(522)3371

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

(福岡) 092(475)1381

● ご注文・お問い合わせは