

使い切り SURGICAL MASK



# サージカルマスク

## 3層構造のフィルターで 咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチします

ノーズフィット加工で  
鼻にピッタリフィット

耳が痛くなりにくい  
太めのゴム

BFE (細菌ろ過率: 3.0 $\mu$ m)  
PFE (微粒子ろ過率: 0.1 $\mu$ m)  
VFE (ウイルス飛沫ろ過率: 3.0 $\mu$ m)

### 99%カット フィルター採用

※BFE・PFE・VFE試験  
(一財)カケンテストセンター実施

### PM2.5対策


(PM2.5より微細なPM0.1まで  
99%除去フィルター採用)

ASTM-F2100-11  
(医療用マスクの米国規格) レベル1適合

ふつうサイズ  
(約95×175mm)

不織布製



コードNo.	品名	規格	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm) / 重量	JANコード / ITFコード
036-410000-00	サージカルマスク	50枚	オープン	40箱 (20×2)	【個装】 90×195×100 / 199g	 4 987601 525605
					【内箱】 192×550×395 / 4,480g	
					【ケース】 408×565×415 / 10,500g	

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)  
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(522)3371

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

(福岡) 092(475)1381

●ご注文・お問い合わせは