

脳神経外科用シート

EOG  
STERILE

一般医療機器

届出番号：27B1X00006551011

販売名：滅菌ベンシーツX

# 滅菌 ベンシーツ<sup>®</sup> XR

[脳ベラ用]

新製品




「脳ベラに沿う形状」で良好な視野を確保


# 特長

## 脳ペラに沿う形状

- 脳ペラからシートの跳ね上がりが少なく、術野の妨げになりません。



- 脳ペラから脳組織を保護します。



ベンシーツ®XR[脳ペラ用] 使用イメージ

## 吸水・保水性

- 吸水性・保水性が高いため、クリアな術野を確保し、脳組織の損傷リスクを低減します。

## 保護性


- 厚みとクッション性があるため、脳組織を愛護的に保護します。

## 柔軟性

- 柔軟性に優れているため、脳表面に沿いやすいです。

## 製品仕様

[原寸大]



X線造影糸

X線造影糸が長いので、容易に判別が可能です。

コードNo.	品名	種類	規格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm)	重量	JANコード	
023-460000-00	滅菌ベンシーツ®XR	脳ペラ用	1.3cm×3.5cm (先端0.8cm)	10シート/袋 × 20袋/箱	6箱	内箱	170×200×130	約247g	4 987601 529559
						ケース	415×180×410	約1.9kg	

販売名:滅菌ベンシーツX

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**川本産業株式会社**

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)  
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

(福岡) 092(475)1381

● ご注文・お問い合わせは