

防水シート シリーズ

ベッドシートや床の汚染防止に。

経済的

防水シート

新製品

特長

- ・防水性不織布なので、汚染域の広がりを防ぎます。
- ・お求めやすい価格です。
- ・柔らかな薄型タイプです。

サイズ

- ・1m×100m (ロールタイプ) ・100cm×180cm
- ・100cm×90cm ・100cm×210cm
- ・100cm×120cm ・50cm×60cm
- ・100cm×150cm



滑りにくい

カワモト防水シート ノンスリップ

特長

- ・床に敷いても滑りにくくなっています。
- ・防水性樹脂とノンスリップ樹脂のダブルラミネート加工で、防水性が高いです。
- ・ノンスリップ性に優れた、柔らかな薄型タイプです。

サイズ

- ・1m×100m (ロールタイプ) ・100cm×180cm
- ・100cm×90cm ・100cm×210cm
- ・100cm×120cm ・50cm×60cm
- ・100cm×150cm



高吸収

特長

- ・吸水部分にパルプシート、ポリマーシート等を配合しているため、優れた吸水能力と保水能力があります。

防水シートE

サイズ

- ・90cm×70cm ・90cm×120cm ・90cm×200cm

吸水量

- ・約45cc/100cm²

材質

- ・パルプシート (クラッシュパルプ・ポリマー)+ポリマーシート

防水シートN

サイズ ・90cm×60cm

吸水量 ・約65cc/100cm²

材質 ・パルプシート (クラッシュパルプ・ポリマー)

サイズ ・90cm×70cm ・90cm×200cm

吸水量 ・約75cc/100cm²

材質 ・パルプシート (クラッシュパルプ・ポリマー)
+ポリマーシート



コードNo.	品名	希望小売価格 (税別)	規格	入数	高さ×幅×奥行き(単位mm) 重量	JANコード
027-300300-00	防水シート (ロールタイプ) #1000	9,500	1m×100m	1巻	1000×145×145 約6.0kg	 4 987601 525858
		38,000		4巻/ケース	1020×296×291 約24.9kg	
027-300301-00	防水シート #1009	11,000	100cm×90cm	50枚/袋×2袋/ケース	289×341×276 約5.3kg	 4 987601 525865
027-300302-00	防水シート #1012	14,000	100cm×120cm	25枚/袋×4袋/ケース	289×341×276 約7.0kg	 4 987601 525872
027-300303-00	防水シート #1015	18,000	100cm×150cm	25枚/袋×4袋/ケース	329×436×321 約9.2kg	 4 987601 525889
027-300304-00	防水シート #1018	24,500	100cm×180cm	25枚/袋×4袋/ケース	389×341×276 約9.9kg	 4 987601 525896
027-300305-00	防水シート #1021	16,000	100cm×210cm	25枚/袋×2袋/ケース	289×341×276 約6.6kg	 4 987601 525902
027-300306-00	防水シート #0506	30,000	50cm×60cm	50枚/袋×10袋/ケース	329×506×326 約9.1kg	 4 987601 525919
027-100300-00	カワモト防水シート ノンスリップロール	16,000	1m×100m	1巻/ケース	155×1123×168 約7.0kg	 4 987601 239458
027-100301-00	カワモト防水シート ノンスリップ#1009	16,000	100cm×90cm	5枚/袋×20袋/ケース	190×290×495 約6.3kg	 4 987601 239465
027-100302-00	カワモト防水シート ノンスリップ#1012	15,000	100cm×120cm	5枚/袋×12袋/ケース	190×290×495 約5.1kg	 4 987601 239472
027-100303-00	カワモト防水シート ノンスリップ#1015	14,000	100cm×150cm	5枚/袋×10袋/ケース	190×290×495 約5.3kg	 4 987601 239489
027-100304-00	カワモト防水シート ノンスリップ#1018	17,000	100cm×180cm	5枚/袋×10袋/ケース	190×290×495 約6.3kg	 4 987601 239496
027-100307-00	カワモト防水シート ノンスリップ#1021	オープン	100cm×210cm	5枚/袋×8袋/ケース	190×290×495 約5.8kg	 4 987601 504785
027-100326-00	カワモト防水シート ノンスリップ#0506	45,000	50cm×60cm	50枚/袋×10袋/ケース	235×330×535 約10.3kg	 4 987601 256288
026-201070-00	防水シートE	18,000	90cm×70cm	10枚/袋×5袋/ケース	330×387×485 約7.0kg	 4 987601 305900
026-201120-00	防水シートE	22,000	90cm×120cm	5枚/袋×10袋/ケース	450×330×630 約11.4kg	 4 987601 305917
026-201200-00	防水シートE	36,000	90cm×200cm	5枚/袋×10袋/ケース	640×320×700 約18.0kg	 4 987601 305924
026-200060-00	防水シートN	20,000	90cm×60cm	10枚/袋×10袋/ケース	525×308×460 約9.5kg	 4 987601 305511
026-200070-00	防水シートN	22,500	90cm×70cm	10枚/袋×5袋/ケース	460×380×425 約7.3kg	 4 987601 305528
026-200200-00	防水シートN	45,000	90cm×200cm	5枚/袋×10袋/ケース	370×555×670 約14.0kg	 4 987601 305535

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号
●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213 (名古屋) 052(253)6213
(東京) 03(6666)6134 (広島) 082(554)1617
(福岡) 092(475)1381

●ご注文・お問い合わせは