

各 位

<http://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

平成 25 年 10 月 1 日

内視鏡外科手術用ガーゼ「GG アブソーテック®」が、
「グッドデザイン賞」を受賞し、「グッドデザイン・ベスト 100」に選出されました。

川本産業株式会社の「GG アブソーテック®」が、内視鏡外科手術時に、ハレーションによる医療従事者のストレスを軽減させる新しいガーゼとして、「グッドデザインアワード 2013」にて「グッドデザイン賞」を受賞し、特に優れたデザインに与えられる「グッドデザイン・ベスト 100」に選出されました。

近年、急激に増加している内視鏡外科手術で使用される「GG アブソーテック®」は、緑色に着色したガーゼです。手術に使用される光学装置の特性として、白色の被写体が画像内に入ると、画像処理機能により周囲が一気に暗くなるため、術者から突然視野を奪うという問題がありました。



GOOD DESIGN AWARD 2013

BEST 100

本品は、従来の「ガーゼ＝白色」という固定概念を排し、緑色にすることで、その影響を最小限にすることに成功しました。また、血液を吸液後の臓器との判別性、三角形にすることによる操作性の向上などの工夫を施しています。

審査員より、「ハイテク機器の欠点を、大掛かりな開発ではなく知恵を使って解決した製品のデザインの取り組みから、医療機器の開発現場が学ぶことは多いだろう」と高く評価されました。

受賞展「グッドデザインエキシビション 2013」にて紹介

10月30日(水)から開催される受賞展「グッドデザインエキシビション 2013」会場で、「GG アブソーテック®」が、本年度受賞作として紹介されます。

開催概要:

会期:10月30日(水)~11月4日(月/振休)

会場:東京ミッドタウン(東京都港区六本木)

主催:公益財団日本デザイン振興会

※尚、受賞式は10月30日(水)に同所で行われます。



通常の白色ガーゼ使用時



「GG アブソーテック®」使用時

(画像提供:

大阪赤十字病院 消化管外科 副部長 金谷誠一郎先生)

本件に関するお問い合わせ先

川本産業株式会社 経営管理室(広報担当)

TEL 06-6943-8951 FAX 06-6943-7951 e-mail koho@kawamoto-sangyo.co.jp