

使い切り SURGICAL MASK

サージカルマスク

少し小さめサイズ



BFE | PFE | VFE

99%カットフィルター採用

BFE・PFE・VFE試験 (一財) カケンテストセンター

PM2.5対策

(PM2.5より微細なPM0.1まで
99%除去フィルター採用)

ASTM-F2100-11

(医療用マスクの米国規格)
レベル1適合



特長

フィット性と着け心地にこだわって作ったマスクです。

- 少し小さめサイズなので女性の顔にもぴったりフィット
- 太めの耳ゴムで長時間の使用でも耳が痛くなりにくい
- 3層構造のフィルターで咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチ

少し
小さめ
サイズ
(160mm幅)



ふつう
サイズ
(175mm幅)



**サージカルマスク少し小さめサイズなら
女性の顔にこんなにフィット!**

※使い切りサージカルマスクふつうサイズとの比較


特 長

1 女性の顔にフィットしやすいマスク幅160mmの少し小さめサイズ


顔にぴったりとフィットし、長時間の使用でも着け心地が良く、感染対策にも有効です。

Q. 現在ご使用のふつうサイズマスクと比較して、以下の点はいかがでしたか？

【着け心地】



【呼吸の漏れにくさ】



自社調べ：
n=女性医療従事者56名

現在「ふつうサイズマスク」を使用している多くの方が
少し小さめサイズについて

「着け心地が良い」

「呼吸が漏れにくい」

と評価されました。

2 鼻筋に沿いやすい ノーズフィットピースで 隙間ができにくい

鼻筋にフィットするので隙間ができにくいです。



3 耳が痛く なりにくい 太いゴム

長時間の使用でも耳が痛くなりやすいです。

サージカルマスク ラインナップのご紹介

サージカルマスク

3層構造のフィルターで咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチします。

ふつう
サイズ

マスクサイズ
約95×175mm



コードNo.	品 名	規 格	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)/重量	JANコード/ITFコード
036-410000-00	使い切り サージカルマスク ふつうサイズ	50枚	オープン	40箱 (20箱×2箱)	【個 装】 90×195×100/ 約199g	 4 987601 525605
					【内 箱】 192×550×395/ 約4.5kg	
					【ケース】 408×565×415/ 約10.5kg	
036-410010-00	使い切り サージカルマスク 少し小さめサイズ	50枚	オープン	40箱 (20箱×2箱)	【個 装】 90×180×100/ 約170g	 4 987601 536212
					【内 箱】 192×550×365/ 約3.9kg	
					【ケース】 408×565×385/ 約8.8kg	

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川 本 産 業 株 式 会 社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本 社) 06(6943)8213

(東 京) 03(6666)6134

(名古屋) 052(253)6213

(広 島) 082(554)1617

(福 岡) 092(475)1381

●ご注文・お問い合わせは