

PPE 関連製品

アイシールド[®] カラーフレーム クリアレンズ

血液や体液等からの飛沫感染を防ぐアイシールドです。



使用前も使用中もクリアな視界を保つ
使い切りアイシールドクリアレンズ

製品特長



人や用途で使い分けが可能な5色展開



クリアな視界を維持する防曇加工

飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面




使用直前まで指紋の付着や傷を防ぐ両面保護フィルム付き


※保護フィルムは緑色です。




レンズをキレイに取り付けるためのポイント



片側(内側)のレンズ保護フィルムを少しはがし、レンズの穴をフレームの突起に取り付けます。



レンズ保護フィルムをはがしながら、全てのレンズの穴をフレームの突起に取り付けてください。レンズ保護フィルムをはがした後、レンズに触れないよう注意してください。



全てのレンズの穴をフレームの突起に取り付けた後に、もう片面(外側)のレンズ保護フィルムをはがしてください。

【フレームのみ】

コードNo.	品名	標準価格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)／重量	JANコード／ITFコード
027-173000-00	アイシールドカラーフレーム	7,500円	5本(5色×1本)/袋×10袋	8箱	箱 150×190×180	 4 987601 537875
					約640g	
					梱 325×405×370	
					約6.0kg	14987601537872

【レンズのみ】

コードNo.	品名	標準価格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)／重量	JANコード／ITFコード
027-173010-00	アイシールドクリアレンズ	27,000円	30枚/袋×10袋	8箱	箱 100×260×90	 4 987601 537882
					約1,000g	
					梱 225×380×280	
					約8.6kg	14987601537889

【フレーム+レンズ】

コードNo.	品名	標準価格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)／重量	JANコード／ITFコード
027-173020-00	アイシールドセット	3,800円	1セット/箱 (フレーム:5本(5色×1本)/袋 レンズ:30枚/袋)	40箱	箱 260×27×165	 4 987601 565670
					約190g	
					梱 535×300×350	
					約8.7kg	14987601565677

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎ 06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本 社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東 京) 03(6666)6134

(広 島) 082(554)1617

(福 岡) 092(402)1875

●ご注文・お問い合わせは