

■キャップ								
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード
027-202020-00	ソフトキャップ	ホワイト	100枚/箱	個装	110×260×260	約430g	-	4987601573415
			10箱	ケース	570×540×275	約5.1kg		14987601573412
027-202021-00		グリーン	100枚/箱	個装	110×260×260	約430g	-	4987601573422
			10箱	ケース	570×540×275	約5.1kg		14987601573429
027-202022-00		ブルー	100枚/箱	個装	110×260×260	約430g	-	4987601573439
			10箱	ケース	570×540×275	約5.1kg		14987601573436
027-202023-00		ピンク	100枚/箱	個装	110×260×260	約430g	-	4987601573446
			10箱	ケース	570×540×275	約5.1kg		14987601573443
027-202030-00	サージカルキャップ	SC-1	100枚/箱	個装	160×320×250	約770g	-	4987601573453
			4箱	ケース	340×520×340	約4.6kg		14987601573450
SC-2		100枚/箱	個装	160×320×250	約770g	-	4987601573460	
		4箱	ケース	340×520×340	約4.6kg		14987601573467	
027-202031-00		SC-3	50枚/箱	個装	160×320×250	約770g	-	4987601573477
			4箱	ケース	340×520×340	約4.6kg		14987601573474
027-202032-00		SC-4	100枚/箱	個装	160×320×250	約770g	-	4987601573484
			4箱	ケース	340×520×340	約4.6kg		14987601573481

■ゴーグル								
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード
027-173000-00	アイシールド カラーフレーム	-	5本(5色×1本)/袋×10袋/箱	個装	148×190×182	約640g	-	4987601537875
			8箱	ケース	325×405×370	約6.0kg		14987601537872
027-173010-00	アイシールド クリアレンズ	-	30枚/袋×10袋/箱	個装	100×264×90	約1,000g	-	4987601537882
			8箱	ケース	225×380×280	約8.6kg		14987601537889
027-173020-00	アイシールド セット	-	1セット/箱※	個装	260×27×165	約190g	-	4987601565670
			40箱	ケース	535×300×350	約8.7kg		14987601565677

※フレーム：5本(5色×1本)/袋
レンズ：30枚/袋

■マスク									
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード	
027-180021-00	サージカルマスクET (ヒモタイプ)	ブルー	50枚/箱	個装	130×185×110	約190g	-	4987601240676	
			20箱	ケース	290×390×570	約4.4kg		14987601240673	
027-180022-00		グリーン	50枚/箱	個装	130×185×110	約190g	-	4987601240683	
			20箱	ケース	290×390×570	約4.4kg		14987601240680	
027-180031-00		サージカルマスクER (ゴムタイプ)	ブルー	50枚/箱	個装	80×185×100	約131g	-	4987601240690
				20箱	ケース	185×390×520	約3.2kg		14987601240697
027-180032-00			グリーン	50枚/箱	個装	80×185×100	約131g	-	4987601240706
				20箱	ケース	185×390×520	約3.2kg		14987601240703
027-180033-00	ピンク		50枚/箱	個装	80×185×100	約131g	-	4987601240713	
			20箱	ケース	185×390×520	約3.2kg		14987601240710	
027-180035-00	スモール ピンク		50枚/箱	個装	80×170×100	約150g	-	4987601470585	
			20箱	ケース	177×353×520	約3.5kg		14987601470582	
027-180041-00	サージカルマスクSK	ホワイト	50枚/箱	個装	100×180×90	約189g	-	4987601382024	
			20箱	ケース	210×385×530	約4.4kg		14987601382021	
027-180042-00		ブルー	50枚/箱	個装	100×180×90	約189g	-	4987601382031	
			20箱	ケース	210×385×530	約4.4kg		14987601382038	
027-180111-00		サージカルマスク カップキーパー	ヒモ	50枚/箱	個装	130×185×110	約239g	-	4987601240720
				20箱	ケース	290×390×565	約5.4kg		14987601240727
027-180112-00			ゴム	50枚/箱	個装	100×185×80	約168g	-	4987601240737
				20箱	ケース	190×385×520	約3.9kg		14987601240734
027-172000-00	アイソレーションマスク カップキーパー	-	50枚/箱	個装	80×185×100	約152g	-	4987601075193	
			40箱	ケース	352×390×520	約6.7kg		14987601075190	
027-180060-00	アイシールドマスク	ヒモ	50枚/箱	個装	120×270×180	約440g	-	4987601053702	
			10箱	ケース	260×465×550	約5.2kg		14987601053709	
027-180070-00		ゴム	25枚/箱	個装	60×250×160	約208g	-	4987601053719	
			20箱	ケース	350×385×520	約5.0kg		14987601053716	

■ガウン・エプロン								
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード
027-202000-00	アイソレーションガウン	ロング 黄色	10枚/袋×10袋	ケース	350×620×300	約7.8kg	-	4987601573354
			10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573351
027-202010-00		黄色	10枚/袋×10袋	ケース	320×615×285	約6.3kg	-	4987601573361
			10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573368
027-202011-00		白色	10枚/袋×10袋	ケース	320×615×285	約6.3kg	-	4987601573378
			10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573375
027-202012-00		青色	10枚/袋×10袋	ケース	320×615×285	約6.3kg	-	4987601573385
			10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573382
027-202013-00	緑色	10枚/袋×10袋	ケース	320×615×285	約6.3kg	-	4987601573392	
		10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573399	
027-202014-00	桃色	10枚/袋×10袋	ケース	320×615×285	約6.3kg	-	4987601573408	
		10箱	ケース	320×615×285	約6.3kg		14987601573405	
027-175000-00	袖付きディスボエプロン	-	15枚/箱	個装	80×260×180	約600g	-	4987601570407
			20箱	ケース	280×740×420	約13.3kg		14987601570404
027-175001-00	袖無しディスボエプロン	ホワイト	50枚/箱	個装	60×245×130	約540g	-	4987601570414
			20箱	ケース	260×540×315	約11.7kg		14987601570411
027-175002-00		ブルー	50枚/箱	個装	60×245×130	約540g	-	4987601570421
			20箱	ケース	260×540×315	約11.7kg		14987601570428
027-175003-00		ピンク	50枚/箱	個装	60×245×130	約540g	-	4987601570438
			20箱	ケース	260×540×315	約11.7kg		14987601570435

■手袋									
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード	
025-140500-00	KBM ニトリル手袋 (パウダーフリー)	SS	200枚/箱	個装	74×245×125	約650g	一般医療機器	4987601310256	
			10箱	ケース	255×385×255	約6.8kg		14987601310253	
025-140510-00		S	200枚/箱	個装	74×245×125	約700g	一般医療機器	4987601310263	
			10箱	ケース	255×385×255	約7.3kg		14987601310260	
025-140520-00		エクストラソフト	M	200枚/箱	個装	74×245×125	約780g	一般医療機器	4987601310270
				10箱	ケース	255×385×255	約8.1kg		14987601310277
025-140530-00			L	200枚/箱	個装	74×245×125	約880g	一般医療機器	4987601310287
				10箱	ケース	255×385×255	約9.1kg		14987601310284
025-140290-00	KBM ラテックス手袋 (パウダーフリー)	SS	100枚/箱	個装	65×240×122	約559g	一般医療機器	4987601217234	
			10箱	ケース	270×260×340	約6.0kg		14987601217231	
025-140300-00		S	100枚/箱	個装	65×240×122	約610g	一般医療機器	4987601189210	
			10箱	ケース	270×260×340	約6.6kg		14987601189217	
025-140310-00		M	100枚/箱	個装	65×240×122	約676g	一般医療機器	4987601189227	
			10箱	ケース	270×260×340	約7.5kg		14987601189224	
025-140320-00		L	100枚/箱	個装	65×240×122	約768g	一般医療機器	4987601189234	
			10箱	ケース	270×260×340	約8.0kg		14987601189231	
014-052050-00	KBM プラスチック手袋 (パウダーフリー)	S	100枚/箱	個装	60×240×125	約525g	-	4987601511660	
			20箱	ケース	320×270×505	約11.4kg		14987601511667	
014-052051-00		M	100枚/箱	個装	60×240×125	約575g	-	4987601511677	
			20箱	ケース	320×270×505	約12.4kg		14987601511674	
014-052052-00		L	100枚/箱	個装	60×240×125	約625g	-	4987601511684	
			20箱	ケース	320×270×505	約13.4kg		14987601511681	
014-060000-00		ポリエチレン手袋	S	100枚/箱	個装	30×298×130	約195g	-	4987601569357
				60箱	ケース	316×665×380	約12.0kg		14987601569354
014-060010-00	M		100枚/箱	個装	30×298×130	約225g	-	4987601570469	
			60箱	ケース	316×665×380	約14.0kg		14987601570466	
014-060020-00	L		100枚/箱	個装	30×298×130	約230g	-	4987601570476	
			60箱	ケース	316×665×380	約14.5kg		14987601570473	

■シューズカバー								
コードNo.	品名	規格	入数	単位	高さ×幅×奥行(mm)	重量	業事区分	JANコード ITFコード
027-202040-00	シューズカバー	すべり止め付き	100枚/箱	個装	85×300×300	約750g	-	4987601573491
			3箱	ケース	320×320×270	約2.8kg		14987601573498
027-181710-00		撥水+防水	2枚/袋×10袋/箱	個装	160×215×430	約1,049g	-	4987601010897
			2箱	ケース	335×235×440	約2.6kg		14987601010894

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本 社) 06(6943)8213 (名古屋) 052(253)6213
(東 京) 03(6666)6134 (広 島) 082(554)1617
(福 岡) 092(402)1875

●ご注文・お問い合わせは



PP E製品 カタログ

川本産業株式会社

PPE製品

求められている感染対策

標準予防策 (スタンダードプリコーション)


全ての患者の血液・体液・分泌物・排泄物・粘膜・損傷皮膚は感染症微生物を含んでいる可能性があるものとみなし感染を予防する



感染経路別予防策

標準予防策のみを実施しても感染経路を完全には遮断できない場合に、標準予防策に加えて行う

参考：隔離予防策のためのCDCガイドライン(2007年)



キャップ		ソフトキャップ サージカルキャップ
ゴーグル		アイシールド
マスク		サージカルマスク SK サージカルマスク ET/ER サージカルマスク ER スモール サージカルマスク カップキーパー アイソレーションマスク カップキーパー アイシールドマスク
ガウン・エプロン		アイソレーションガウン ロング アイソレーションガウン フリー 袖付きディスポエプロン 袖無しディスポエプロン
手袋		KBM ニトリル手袋 (エクストラソフト) KBM ラテックス手袋 KBM プラスチック手袋 ポリエチレン手袋
シューズカバー		シューズカバー シューズカバーL

使用場面・部署、職種等に応じて適宜使い分けられるよう、ラインナップでご準備いただくと便利です。

着ける順番

- ① ガウン・エプロン
- ② マスク
- ③ ゴーグル
- ④ 手袋

脱ぐ順番

- ① 手袋
- ② ゴーグル
- ③ ガウン・エプロン
- ④ マスク

※患者様への接触が最も多い手袋は、最後に装着し、最初に脱ぎましょう。

キャップ



・血液、体液、分泌物、排泄物等が飛散し、頭髪を汚しそうな時
・毛髪の落下を防止したい時



【ソフトキャップ】

・不織布製の使い捨てキャップです。
・色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。



SC-1 ヒモ止めタイプ SC-2 ゴム止めタイプ SC-3 フードタイプ SC-4 シアターキャップタイプ

【サージカルキャップ】

・不織布製の使い捨て手術用キャップです。
・手術室等で、毛髪の脱落を防ぎます。
・形状が異なる4タイプのラインナップです。
・汗吸水パッドが付いているので、長時間の使用に適しています。(SC-1、SC-3、SC-4)

ゴーグル



・血液、体液、分泌物、排泄物等が飛散し、目を汚しそうな時



【アイシールド】

・使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い捨てアイシールドです。

カラーフレーム

・飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面です。
・人や用途で使い分けが可能な5色展開です。

クリアレンズ

・クリアな視界を維持する防曇加工を施しています。
・使用直前まで指紋の付着や傷を防ぐ両面保護フィルム付きです。

※レンズをキレイに取り付けるためのポイントはこちら

川本産業 製品情報ページ
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp/products/6595>



マスク



・血液、体液、分泌物、排泄物等が飛散し、鼻、口を汚染しそうな時



【サージカルマスクSK】

・3層構造フィルターで咳等の飛沫をしっかりキャッチします。
・ノーズフィット加工で鼻にピッタリフィットします。

【サージカルマスクET/ER】

・特殊3層構造により、優れたフィルター効果と呼吸のしやすさを両立しました。
・ヒモタイプとゴムタイプがあります。

【サージカルマスク カップキーパー】

・ASTM F2100-11レベルIに対応した優れた液体防護性サージカルマスクです。
・カップキーパーにより、長時間使用しても息苦しさがありません。
・ヒモタイプとゴムタイプがあります。

品名	BFE(バクテリア飛沫透過効率)	PFE(微粒子透過効率)	ΔP(呼吸抵抗)	合成血液不浸透性
サージカルマスクSK	≥99%	≥99%	≤3.0	-
サージカルマスクET/ER	≥95%	≥95%	≤4.5	-
サージカルマスクカップキーパー	≥95%	≥95%	≤2.0	80mmHg

ガウン・エプロン



・血液、体液、分泌物、排泄物等で皮膚や衣服を汚染しそうな時



【アイソレーションガウン】

・不織布製の使い捨てガウンです。
・色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。
・袖口はゴムで、ラテックスフリーです。



【袖付き/袖無しディスポエプロン】

・効率的で清潔な着衣が可能な折りたたみ方です。

・サムフックタイプなので、袖のずれあがりによる操作性の低下や手首の露出等の心配を減らし、快適な作業が可能です。



・ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通しません。

・エンボス加工、帯電防止加工で着脱・作業中の動作を邪魔しません。

・首ひもに切れ込みがあり、切り離せば簡単に脱衣できます。

手袋



・血液、体液、粘膜、損傷皮膚に触れる時

品名	素材	ラテックスフリー	薬事区分	使用用途
KBMニトリル手袋 エクストラソフト (パウダーフリー)	ニトリル	ラテックスフリー	一般医療機器	検査・検診
KBMラテックス手袋 (パウダーフリー)	ラテックス	-	一般医療機器	検査・検診
KBMプラスチック手袋 (パウダーフリー)	ポリ塩化ビニル	ラテックスフリー	雑品	一般的な感染対策
ポリエチレン手袋 (パウダーフリー)	ポリエチレン	ラテックスフリー	雑品	清掃や調理等※ <small>※食品衛生法 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)に適合しています。</small>

シューズカバー



・血液、体液、分泌物、排泄物等で靴を汚染しそうな時
・清潔領域の汚染を防止したい時



【シューズカバー】

・ショートタイプです。
・底部分にすべり止め加工をしています。
・ラテックスフリーです。

【シューズカバーL】(撥水+防水)

・膝下までカバーします。
・撥水防水不織布を使用しています。
・防水、耐水性能が高いので、感染レベルの高い場面でご利用ください。