

Kirei Mask

COORDINATE COLOR

キレイマスク コーディネートカラー

肌がきれいに見える2色セット

Pink & Beige



ピンク



ベージュ

※マスク画像のカラーはイメージです。




各色20枚 / 40枚入り

Made in China

日本産業規格 JIS T 9001					
一般用マスク 規格適合番号 G42109047					
適合番号発行元: JHPA					
試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	・通気性
適合判定 実測平均値	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウィルス飛まつ捕集効率 花粉:花粉粒子捕集効率

※キレイマスク®は株式会社サンクラウドの登録商標です。

コードNo.	品名	サイズ	標準価格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm) / 重量	JANコード / ITFコード	
036-430000-00	キレイマスク コーディネートカラー 40枚入り	約95×175mm	オープン	40枚/箱 × 24箱/ケース	24箱	個	195×100×75 約170g	 4 987601 573965 14987601573962
						梱	250×635×315 約5.8kg	

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号
 ●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213 (名古屋) 052(253)6213
 (東京) 03(6666)6134 (広島) 082(554)1617
 (福岡) 092(475)1381

●ご注文・お問い合わせは