

防水シート

- 表裏共に吸水拡散機能で吸水した水分を周囲に拡散し素早く乾きます。
- しっかり防水し、モレからマットレスやふとんを守ります。
- 三層構造で耐久性に優れています。

半身タイプ 両面




レギュラー
(巻き込みタイプ)

両面使える三層構造!
耐久性に優れて経済的

サイズ:
約90cm × 145cm



ホワイト
※ステッチはブルー

品名 (内容量)	ウイズエール 防水シート 半身タイプ 両面	
希望小売価格 (税別)	オープン	
コードNo.	039-121200-00	
ケース入数	20	
高さ×幅×奥行	個装	290×200×35/約330g
	中袋	—
重量	ケース	380×360×270/約7.4kg
JANコード登録用品名略称	WYシートリヨウ WH	
JANコード	 4 987601 573163	
ITFコード	14987601573160	



表裏: 吸水拡散機能

ポリエステルニット


- 吸水した水分を周囲に拡散します。
- 素早く乾くポリエステル素材。

ポリウレタンラミネート加工

- しっかり防水し、モレからマットレスやふとんを守ります。

三層構造

- 耐久性に優れ、真ん中の防水フィルムが水分を通しません。



使用方法

- ご使用の際は、両端をマットレスやふとんの左右に巻き込み、シワやタルミのないように敷いてください。
- 濡れた場合はできるだけ早く交換してください。

