


脳神経外科用シート

滅菌ベンシーツ® Xシリーズ

進化した
「滅菌ベンシーツ」

新サイズ登場



- 優れた柔軟性、X線造影性
- 選べる2種類 XR(厚手) XD(薄手)
- 『狭い術野で手技を妨げない』
新たなサイズ7種類 XD(薄手)

医療従事者向け

厚手タイプ 滅菌ベンシーツXR

コードNo.	品名	種類	規格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm)	重量	JANコード
023-469110-00	滅菌ベンシーツXR	No.1	0.7cm×0.7cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約236g	4 987601 534737
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469120-00	滅菌ベンシーツXR	No.2	1cm×1cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約238g	4 987601 534744
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469130-00	滅菌ベンシーツXR	No.3	1cm×3cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約245g	4 987601 534751
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469140-00	滅菌ベンシーツXR	No.4	2cm×2cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約250g	4 987601 534768
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469150-00	滅菌ベンシーツXR	No.5	2cm×4cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約263g	4 987601 534775
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469160-00	滅菌ベンシーツXR	No.6	3cm×6cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約300g	4 987601 534782
						ケース 184×261×161	約0.8kg	
023-460000-00	滅菌ベンシーツXR	脳ペラ用	1.3cm×3.5cm (先端0.8cm)	10シート/袋 × 20袋/箱	6箱	内箱 170×200×130	約247g	4 987601 529559
						ケース 415×180×410	約1.9kg	

販売名: 滅菌ベンシーツX

薄手タイプ 滅菌ベンシーツXD

コードNo.	品名	種類	規格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm)	重量	JANコード
023-469210-00	滅菌ベンシーツXD	No.1	0.7cm×0.7cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約236g	4 987601 534799
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469220-00	滅菌ベンシーツXD	No.2	1cm×1cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約237g	4 987601 534805
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469230-00	滅菌ベンシーツXD	No.3	1cm×3cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約241g	4 987601 534812
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469240-00	滅菌ベンシーツXD	No.4	2cm×2cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約243g	4 987601 534829
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469250-00	滅菌ベンシーツXD	No.5	2cm×4cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約252g	4 987601 534836
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
023-469260-00	滅菌ベンシーツXD	No.6	3cm×6cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約273g	4 987601 534843
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460210-00	滅菌ベンシーツXD	No.T1	0.3cm×5cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約239g	4 987601 581533
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460220-00	滅菌ベンシーツXD	No.T2	0.5cm×5cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約240g	4 987601 581540
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460230-00	滅菌ベンシーツXD	No.T3	0.5cm×0.5cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約235g	4 987601 581557
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460240-00	滅菌ベンシーツXD	NO.K1	0.5cm×1cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約236g	4 987601 581564
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460250-00	滅菌ベンシーツXD	NO.K2	1.5cm×1.5cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約239g	4 987601 581571
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460260-00	滅菌ベンシーツXD	NO.K3	1.5cm×3cm	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約244g	4 987601 581588
						ケース 184×261×161	約0.7kg	
NEW 023-460270-00	滅菌ベンシーツXD	NO.K4 (脳ペラ用)	1.1cm×3.5cm (先端0.5cm)	10シート/袋 × 20袋/箱	2箱	内箱 145×240×81	約241g	4 987601 581595
						ケース 184×261×161	約0.7kg	

販売名: 滅菌ベンシーツX

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号
● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213 (名古屋) 052(253)6213
(東京) 03(6666)6134 (広島) 082(554)1617

● ご注文・お問い合わせは


滅菌ベンシートの「吸水性」「柔軟性」「低発塵性」はそのままに

「優れたX線造影線」「厚みのバリエーション」に、

さらに新サイズを加えた滅菌ベンシートXシリーズが誕生

厚手タイプ

吸水性・保水性に優れた
滅菌ベンシートXR




〔脳ベラ用〕

- 特長**
- 吸水性・保水性の高いシートでクリアな術野を確保し、脳の損傷リスクを低減します。
 - 厚みとクッション性のあるシートで脳を愛護的に保護します。
 - 柔軟性が高く、脳表面に沿い易いです。また、シートを丸めて使用する際にも便利です。

薄手タイプ

狭い術野での操作性に優れた
滅菌ベンシートXD



〔脳ベラ用〕

- 特長**
- 薄手シートなので狭い術野での操作性に優れ、術野の妨げになりません。
 - 柔軟性が高く、脳表面に沿い易いです。また、シートを丸めて使用する際にも便利です。

厚手タイプXR **薄手タイプXD**

厚み比較

滅菌ベンシートXR **【断面写真】**

約1.00mm(膨潤時)

厚手なので、吸水性・保水性・クッション性に優れています。


滅菌ベンシートXD **【断面写真】**

約0.54mm(膨潤時)

薄手なので、狭い術野での操作性に優れています。


厚手タイプXR

吸水・保水性




厚手タイプXR **薄手タイプXD**

保護性



柔軟性



厚手タイプXR **薄手タイプXD**

造影性



X線造影糸が長いので、容易に判別が可能です。

〔X線撮影画像〕



取り外しやすい台紙

シート部分を持ち、矢印の方向に引くだけで台紙から簡単に取り外せます。