

鏡視下手術用ガーゼ

GGプロジェクト®

一般医療機器

届出番号:27B1X00006555601


販売名:GGプロジェクト

EOG
STERILE

高吸液タイプの不織布ガーゼを使用

緑色なので、

- 白色綿ガーゼよりもハレーション低減効果があります。※
- 白色綿ガーゼよりも臓器内での判別が容易になります。※ (※自社調べ)



特長

● ハレーションを低減

緑色なので、ハレーションが起きにくく、クリアな視界で手術が可能です。


● 白色綿ガーゼよりも約1.3倍の吸水量があります ※自社調べ

● 吸液時に臓器との判別が容易

緑色なので、血液を吸液しても臓器との判別が容易です。

● 内径12mm以上のトロカールから挿入・抜去が可能

● X線透過装置で撮影時、判別が容易



※自社調べ

コードNo.	品名	規格	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm) 重量		JANコード
					個箱	ケース	
021-415300-00	GGプロジェラ®	3cm×15cm	オープン	5枚/袋 × 20袋/箱 × 4箱/ケース	個箱	102×262×170 約230g	4 987601 581458
					ケース	216×269×350 約1,2kg	
021-415310-00		4cm×15cm	オープン		個箱	102×262×170 約250g	4 987601 581465
					ケース	216×269×350 約1,3kg	
021-415320-00	5cm×15cm	オープン	個箱	102×262×170 約270g	4 987601 581472		
			ケース	216×269×350 約1,4kg			
021-415330-00	3cm×20cm	オープン	2枚/袋 × 20袋/箱 × 4箱/ケース	個箱	102×262×170 約200g	4 987601 581489	
				ケース	216×269×350 約1,1kg		

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

● ご注文・お問い合わせは