


AAMI Level3相当

SURGICAL GOWN

滅菌サージカルガウンSK




超音波溶着

袖部分には縫い目のない「超音波溶着」を採用しておりますので、血液・体液等の浸入リスクを軽減します。



日本仕様

日本人の体格に合わせた仕様です。



SMS素材※

5層構造 (SSMMS) を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。

※詳しくは裏面をご覧ください。

安心・安全の仕様

AAMI Level3 相当

低リント

難燃性

撥アルコール




SURGICAL GOWN

滅菌サージカルガウンSK



SMS素材の構造イメージ



AAMI Level3基準との比較データ

テスト内容	AAMI Level3基準	サージカルガウンSK
衝撃透過性テスト (スプレーインパクト法) AATCC42:2000	1.0g以下	○
静水圧テスト AATCC127:1998	500mm以上	○

※社内資料

コードNo.	品名	規格	希望 小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行 (単位mm) 重量	JANコード
027-180051-00	滅菌サージカルガウン SK	M マスクなし	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約9.1kg	4 987601 584893
027-180052-00	滅菌サージカルガウン SK	L マスクなし	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約10.2kg	4 987601 584909
027-180053-00	滅菌サージカルガウン SK	LL マスクなし	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約10.8kg	4 987601 584916
027-180054-00	滅菌サージカルガウン SK	M マスクあり	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約9.4kg	4 987601 584923
027-180055-00	滅菌サージカルガウン SK	L マスクあり	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約10.4kg	4 987601 584930
027-180056-00	滅菌サージカルガウン SK	LL マスクあり	オープン	25枚/箱×2箱/ケース	410×560×550 約10.9kg	4 987601 584947

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

KAWAMOTO 川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

● ご注文・お問い合わせは