

2025年7月

お客様各位

川本産業株式会社
購買物流本部

「フォーメン アンビション」販売終了と欠品対応品のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、このたびJOBST製品の供給元であるEssity社より、製品ラインの見直しに伴い現行の「フォーメン アンビション」および「フォーメン」の生産を終了し、新たに統合された「フォーメン」へ順次移行する旨の通知がございました。

当社といたしましては「フォーメン アンビション」につきまして、長期にわたり欠品が続いていることから、お客様よりいただいているご注文分の供給を求めてまいりました。しかしながら、受注残の解消の見通しが立たない状況にあるため、現行品は在庫限りで販売を終了し、今後は新しい「フォーメン」を後継品として取り扱うことといたしました。

なお、新しい「フォーメン」製品の入荷時期につきましては、本ご案内の時点で未定となっております。そのため、受注残への対応として、北米圏で取り扱われている「フォーメン ハイソックスタイプ」を現行品の代替として一時的に取り扱うことといたしました。

これまで継続してご使用いただいているユーザー様ならびにお取引先各位には、突然のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。

今後とも、より良い製品とサービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 現行品と代替品（受注残対応品）、後継品との品種・製品コードの対比について

【現行品→代替品→後継品】

■：在庫完売後に廃番となる品種 記載のないものは在庫完売後に後継品に移行します

品種	タイプ_1	タイプ_2	カラー	サイズ	製品コード	代替品 製品コード	代替品 共通商品コード (JAN)	代替品 品番 (コード後)	後継品 製品コード	希望小売価格	(本体価格・税別)
■ フォーメン アンビション20	ハイソックス	つま先あり	ブラック	SS	JP-A20K1B					¥5,830	(¥5,300)
フォーメン アンビション20	ハイソックス	つま先あり	ブラック	S	JP-A20K2B					¥5,830	(¥5,300)
フォーメン アンビション20	ハイソックス	つま先あり	ブラック	M	JP-A20K3B	JP-MA100MB	4987601610110	020-000606-00	JP-FM20K3B	¥5,830	(¥5,300)
フォーメン アンビション20	ハイソックス	つま先あり	ブラック	L	JP-A20K4B	JP-MA100LB	4987601610127	020-000607-00	JP-FM20K4B	¥5,830	(¥5,300)
フォーメン アンビション20	ハイソックス	つま先あり	ブラック	2L	JP-A20K5B					¥5,830	(¥5,300)
■ フォーメン アンビション30	ハイソックス	つま先あり	ブラック	SS	JP-A30K1B	JP-MB100SB	4987601610134	020-000608-00	JP-FM30K2B	¥8,140	(¥7,400)
フォーメン アンビション30	ハイソックス	つま先あり	ブラック	S	JP-A30K2B					¥8,140	(¥7,400)
フォーメン アンビション30	ハイソックス	つま先あり	ブラック	M	JP-A30K3B					¥8,140	(¥7,400)
フォーメン アンビション30	ハイソックス	つま先あり	ブラック	L	JP-A30K4B					¥8,140	(¥7,400)
フォーメン アンビション30	ハイソックス	つま先あり	ブラック	2L	JP-A30K5B					¥8,140	(¥7,400)

※希望小売価格の変更はございません。

■ 現行品と代替品（受注残対応品）、後継品とのサイズの対比について

【現行品】				【代替品】			【後継品】		
サイズ	上段：足首（B） 下段：ふくらはぎ（C）	フォームアンビ ジョン20	フォームアンビ ジョン30	上段：足首（B） 下段：ふくらはぎ（C）	代替品 フォーム20	代替品 フォーム30	上段：足首（B） 下段：ふくらはぎ（C）	後継品 フォーム20	後継品 フォーム30
SS	18-20cm 28-36cm	JP-A20K1B	JP-A30K1B	SS			SS		
S	20-22cm 30-40cm	JP-A20K2B	JP-A30K2B	S	18-21cm 28-38cm	JP-MB100SB	S	18-21cm 28-38cm	JP-FM30K2B
M	22-24cm 34-44cm	JP-A20K3B	JP-A30K3B	M	21-25cm 30-42cm	JP-MA100MB	M	21-25cm 30-42cm	JP-FM20K3B
L	24-27cm 38-50cm	JP-A20K4B	JP-A30K4B	L	25-29cm 32-46cm	JP-MA100LB	L	25-29cm 32-46cm	JP-FM20K4B
2L	27-30cm 44-56cm	JP-A20K5B	JP-A30K5B	XL			XL	29-33cm 34-50cm	

■ 現行品と代替品（受注残対応品）、後継品との製品の違いについて

	【現行品】	【代替品】	【後継品】
材質 ※1	ポリアミド ポリウレタン 綿 活性炭入りポリエステル	ポリアミド ポリウレタン	ポリアミド ポリウレタン ポリエステル（ポルカニック ミネラル配合） シリコーン（ストッキングタイプのみ）
サイズ展開 ※2	5種類 (SS、S、M、L、2L)	3種類 (S、M、L)	4種類 (S、M、L、XL)
カラー	ブラック	ブラック	ブラック
柄	リブ柄太目 	リブ柄細目 	リブ柄細目 
圧迫圧	20～27hPa(15～20mmHg) 27～40hPa(20～30mmHg) 40～53hPa(30～40mmHg)	20～27hPa(15～20mmHg) 27～40hPa(20～30mmHg)	20～27hPa(15～20mmHg) 27～40hPa(20～30mmHg)
つま先	あり	あり	あり なし
その他	左右の区別なし クッションシートなし	左右の区別なし クッションシートなし	左右の区別あり クッションシートあり

※1 【後継品】については仕様変更になる可能性があります

※2 サイズごとの適用は上記サイズ比較を参照下さい

ご不明な点は、弊社営業担当者にお尋ね下さいますようお願い申し上げます。

以上